

Arctiko LTF 325 Professionelle Tiefkühltruhe mit hervorragender Temperaturstabilität

2.796,00 EUR zzgl. 19% MwSt.

284 Liter Professionelle Ultra-Tiefkühltruhe mit 1-Kompressortechnologie



- Die "1 - Kompressortechnologie" für einen niedrigen Energieverbrauch und ein geringes Geräuschniveau
- Hervorragende Temperaturstabilität
- Sehr hohe Kühlleistung für eine sichere Probenlagerung
- Sehr kompakte Aussenabmessung für eine platzsparende Aufstellung
- Durch die komplett filterlose Konstruktion ist keine Filterreinigung mehr nötig
- Hervorragende Isolierung
- Potentialfreier Störmeldekontakt inklusive
- Abschliessbarer Truhendeckel
- Kabeldurchführung (12mm) für externe Temperaturfühler
- Inklusive Drahtkörben für eine komfortable Lagerung
- Die Truhe steht serienmäßig auf 4 Rollen
- Optional: 4 Gelenkrollen, 2 davon sind feststellbar

GARANTIE

2 Jahre auf das komplette Gerät,
inkl. sämtlicher Kosten (innerhalb Deutschlands)

TECHNISCHE DATEN

Außenabmessung H x B x T (mm): 890 x 1262 x 698

Innenabmessung H x B x T (mm): 635 x 1100 x 440

Volumen: 284 Liter

Lagerkapazität 2" Boxen: 216

Nettogewicht: 76 Kg

Lautstärke: 50 dB(A)

Set point: -60°C (Einstellbereich: -30°C bis -60°C)

Stromverbrauch: 6,9 kWh/24 h

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50 Hz

INNENAUSSTATTUNG

Innenraum aus Stahl mit Einbrennlackierung

3 x Drahtkörbe

OPTIONALES ZUBEHÖR

- GSM Alarmmodul
- CO2 Back Up System
- Kreisblattschreiber zur Temperaturdokumentation
- Kryoracks
- Zusätzliche Drahtkörbe