

Arctiko LTF 85 Professionelle Tiefkühltruhe mit hervorragender Temperaturstabilität



71 Liter Professionelle Ultra-Tiefkühltruhe mit 1-Kompressortechnologie

- Die "1 - Kompressortechnologie" für einen niedrigen Energieverbrauch und ein geringes Geräuschniveau
- Hervorragende Temperaturstabilität
- Sehr hohe Kühlleistung für eine sichere Probenlagerung
- Sehr kompakte Aussenabmessung für eine platzsparende Aufstellung
- Durch die komplett filterlose Konstruktion ist keine Filterreinigung mehr nötig
- Hervorragende Isolierung
- Potentialfreier Störmeldekontakt inklusive
- Abschliessbarer Truhendeckel
- Kabeldurchführung (12mm) für externe Temperaturfühler
- Inklusive Drahtkorb für eine komfortable Lagerung
- Das Gerät steht serienmäßig auf Füßen
- Optional: 4 Gelenkrollen

GARANTIE

2 Jahre Garantie (innerhalb Deutschlands)

TECHNISCHE DATEN

Außenabmessung H x B x T (mm): 850 x 552 x 648

Innenabmessung H x B x T (mm): 465 x 390 x 390

Volumen: 71 Liter

Lagerkapazität 2" Boxen: 40

Nettogewicht: 53 Kg

Lautstärke: 50 dB(A)

Set point: -60°C (Einstellbereich: -30°C bis -60°C)

Stromverbrauch: 5,1 kWh/24 h

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50 Hz

INNENAUSSTATTUNG

Innenraum aus Stahl mit Einbrennlackierung

1 x Drahtkorb

OPTIONALES ZUBEHÖR

- GSM Alarmmodul
- CO2 Back Up System
- Kreisblattschreiber zur Temperaturdokumentation
- Kryoracks
- Zusätzliche Drahtkörbe