

B Medical Systems B51 Professioneller Blutlagerschrank mit Umluftkühlung nach DIN58371

52 Liter Professioneller Blutlagerschrank mit Umluftkühlung:



- Innovative Steuerung: Integrierte B Medical Systems Multifunktions-Elektronik, auf angenehmer Höhe, im Türgriff; inklusive Temperaturdokumentation und Min./und Max. Temperaturanzeige
- Unterbau-/ und einbaufähige Konstruktion
- Korrosionsfreies Schrankgehäuse aus Polypropylen mit lebenslanger Garantie: gefertigt aus einem Stück für eine noch bessere Isolierung
- Konstruktionsbedingt sehr wenig Spaltmaße, was eine einfache und effektive Reinigung ermöglicht
- Erfüllt alle Anforderungen der DIN 58371 und ist nach MDD 93/42/EWG als Medizinprodukt Class II zertifiziert
- Reinraumklasse B konform – Für die freistehende Aufstellung in Reinräumen
- Hohe Lagerkapazität: Hohes Netto-Lagervolumen pro Quadratmeter mit vielseitigen Lagermöglichkeiten im Inneren dank mehrerer benutzerfreundlicher, modular anpassbarer Schienen
- Sicherheitstürschloss und Schlüsselgekoppelter Hauptschalter EIN / AUS (mit je 2 Schlüsseln)
- Netzkontrollleuchte und Digitale Temperaturanzeige (Anzeige: 0,1 Digits). Display mit Echttextanzeige
- Geregeltes Hochleistungs Umluft-Kühlsystem für schnellste Erholzeiten und konstante Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum
- Netzunabhängige Alarmeinrichtung mit integriertem Akku übernimmt die Alarmfunktion und die Temperaturwertmessungen bei einem Stromausfall für mindestens 48 Std.
- Akustisches und optisches Alarmsignal bei Temperaturalarm und Netzausfall
- Das Alarmprotokoll der Elektronik speichert alle relevanten Werte wie: Minimal-, Maximal-, Durchschnittstemperatur, sowie Alarmdauer während eines Temperaturalarms
- Fernübertragbares Alarmsignal über potentialfreien Kontakt (Wechslerkontakt)
- Türöffnungsalarm (optisch / akustisch)
- LED- Innenbeleuchtung
- Selbstschließende Tür
- Kabeldurchführung für externe Temperaturfühler
- Technische Daten:
 - Außenabmessung H x B x T (mm): 670 x 495 x 575
 - Innenabmessung H x B x T (mm): 470 x 376 x 350
 - Bruttovolumen: 52 Liter Lagerkapazität: 31 (350ml), 24 (450ml)
 - Nettovolumen: 45 Liter
 - Nettogewicht: 39Kg
 - Lautstärke: 35dB(A)
 - Set point: +4°C
 - Kaltalarmgrenze: 2°C, Warmalarmgrenze: 6°C
 - Stromverbrauch: 0,42 kW/24h
 - Spannung: 220-240 V
 - Frequenz: 50 Hz
 - Kältemittel: R600A
- GMP-Reinraumklasse: ISO6/CE GMP B

- Klimaklasse: SN (+10°C bis +32°C)

TECHNISCHE DATEN

Außenabmessung H x B x T (mm): 670 x 495 x 575

Innenabmessung H x B x T (mm): 470 x 376 x 350

Bruttovolumen: 52 Liter Lagerkapazität: 31 (350ml), 24 (450ml)

Nettovolumen: 45 Liter

Nettogewicht: 39Kg

Lautstärke: 35dB(A)

Set point: +4°C

Kaltalarmgrenze: 2°C, Warmalarmgrenze: 6°C

Stromverbrauch: 0,42 kW/24h

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50 Hz

Kältemittel: R600A

GMP-Reinraumklasse: ISO6/CE GMP B

Klimaklasse: SN (+10°C bis +32°C)

INNENAUSSTATTUNG

Polypropylen Innenraum + LED Beleuchtung

2 x Kunststoffschubladen mit Innenteilung (maximales Beladungsgewicht 30 Kg)