

EWALD -150 °C Tiefkühltruhe, 170 Liter, H150D-170.2

EWALD -150 °C Tiefkühltruhe, 170 Liter, H150D-170.2



- Digitales Display
- Dualkühlsystem: Fällt eines der beiden Kühlsysteme aus, hält das andere Kühlsystem die Temperatur bei -130°C
- Extrem leise
- Geringer Energieverbrauch
- Über- und Untertemperaturalarm, Alarm bei Spannungsschwankungen
- Potentialfreier Kontakt zur Alarmweiterleitung
- Battery Backup 72 h für Alarmmeldungen und Display auch bei Stromausfall
- Kabeldurchführung

GARANTIE

2 Jahre Garantie (innerhalb Deutschlands)

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße 1580 x 1135 x 1090 mm (B x T x H), Gewicht 374 kg

Innenmaße 500 x 500 x 685 mm (B x T x H)

max. Umgebungstemperatur 30°C

Stromversorgung: 400 V - 3 Phasen, 50/60 Hz

Stromverbrauch: 30,5 kWh/24 h

Anschlußwert: 5 A - 2000 W

auf 4 Gelenkrollen, vorne feststellbar

1 Innendeckel

abschließbar

Innen: Edelstahl

außen galvanisierter Stahl, Farbe "ivory"

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Temperaturlaufzeichnung per Kreisblattschreiber
- Temperaturlaufzeichnung per Datenlogger
- LN2 Backup
- GSM Alarm Modul zur Alarmweiterleitung per SMS
- Gestelle für Kryoboxen, max. Kapazität 9 Gestelle mit 12 Boxen mit max. 53 mm Höhe