

Ewald -150 Grad Tiefkühltruhe, 230L, H150D-230.2

36.661 EUR zzgl. 19% MwSt.

- Digitales Display
- Dualkühlsystem: Fällt eines der beiden Kühlsysteme aus, hält das andere Kühlsystem die Temperatur bei -130°C
- Extrem leise
- Geringer Energieverbrauch
- Über- und Untertemperaturalarm, Alarm bei Spannungsschwankungen
- Potentialfreier Kontakt zur Alarmweiterleitung
- Battery Backup 72 h für Alarmmeldungen und Display auch bei Stromausfall
- Kabeldurchführung



GARANTIE

Garantie innerhalb Deutschlands:
5 Jahre auf das komplette Gerät
(Die Garantie beinhaltet sämtliche Kosten wie Ersatzteile, Techniker, Anfahrt usw.)

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße 1790 x 960 x 1090 mm (B x T x H), Gewicht 391 kg

Innenmaße 680 x 500 x 685 mm (B x T x H)

max. Umgebungstemperatur 30°C

Stromversorgung: 400 V - 3 Phasen, 50/60 Hz

Stromverbrauch: 32,1 kWh/24 h

Anschlußwert: 5 A - 2000 W

auf 4 Gelenkrollen, vorne feststellbar

2 Innendeckel

abschließbar

Innen: Edelstahl

außen galvanisierter Stahl, Farbe "ivory"

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Temperaturlaufzeichnung per Kreisblattschreiber
- Temperaturlaufzeichnung per Datenlogger
- LN2 Backup
- GSM Alarm Modul zur Alarmweiterleitung per SMS
- Gestelle für Kryoboxen, max. Kapazität 12 Gestelle mit 12 Boxen mit max. 53 mm Höhe