

Haier DW-86L51J-LED Display: -86°C Tiefkühlschrank

Haier DW-86L51J-LED Display: -86°C Ultratiefkühlschrank mit VIP Isolation als Untertischgerät



- 2 Fächer
- 1 isolierte Innentür mit Gummidichtlippe
- Ergonomischer, abschließbarer Griff, leicht zu bedienen
- Außengehäuse aus einbrennlackiertem Stahlblech
- Innengehäuse mit abgerundeten Ecken zur leichten Reinigung
- Gehäuseisolation mit Vakuumpaneelen, eingeschaumt in Polyurethan
- serienmäßige Durchführung für Kabel und Schläuche
- Hocheffizienter Hydrocarbon-Kompressor
- FCKW-freie Kältemittel mit einem GWP von 3,7
- Microprozessorsteuerung aller Einstellungen, Alarm- und Diagnosefunktionen
- LED Anzeige der Innenraumtemperatur, Umgebungstemperatur und Eingangsspannung
- USB-Schnittstelle zum Auslesen der Temperaturdaten
- Alarmfunktionen für Über- Untertemperatur, Ausfall des Temperaturfühlers, Stromausfall, Türverschluss, Akkuschwäche, zu hohe Temperatur am Kondensator, hohe Umgebungstemperatur
- Alarm erfolgt optisch, akustisch sowie als Fernalarm über einen potentialfreien Kontakt
- Gerät steht auf Rollen, (feststellbar)
- Extrem leise, lediglich 46,8 dB(A)

GARANTIE

2 Jahre Garantie (innerhalb Deutschlands)

TECHNISCHE DATEN

Außenabmessungen: (BxTxH) 532 x 640 x 806mm

Innenabmessungen: (BxTxH) 330 x 481 x 316mm

Volumen: 51 Liter

Lagerkapazität 2" Boxen: 30

Temperaturbereich: -40°C bis -86°C

Gewicht: 86 kg

Leistung: 320 W

Spannung: 220-240 V / 50 Hz

Geräuschpegel: 46,8 dB(A)

Energieverbrauch: 4,5 kWh/24h

INNENAUSSTATTUNG

1 höhenverstellbarer Edelstahl Boden, hohes Beladungsgewicht

Innenraum einbrennlackiertes Stahlblech

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Weitere Innenausstattung gegen Aufpreis
- Gestelle für Kryoboxen
- Externe Datenlogger
- GSM Alarm Modul zur Alarmweiterleitung per SMS