

# Haier HCP-258 CO<sub>2</sub> Inkubator 258 Liter mit 180°C-Trockensterilisation

## CO<sub>2</sub> Inkubator mit driftfreiem IR-Sensor



- Präzise Temperatur- und CO<sub>2</sub>-Kontrolle
- Driftfreier Infrarotsensor sorgt für höchste Präzision und maximale Betriebssicherheit
- Infrarotsensor mit NDIR-Messung ist unempfindlich gegen Temperaturen bis 190°C
- Sehr exakte (PT 1000 Sensor) und homogene Temperaturverteilung durch 6-seitig, direkt beheizte Innenkammer
- Schnelle Erholzeit von CO<sub>2</sub> und Temperatur nach 30sek. Türöffnung nur 4min.
- Außengehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech; Rückseite Stahlblech verzinkt
- Innengehäuse aus Edelstahl
- Glas-Innentür
- 3 gelochte, höhenverstellbare Edelstahl-Tablare (max. Beladung 10kg/Tablar)
- serienmäßige Durchführung für Kabel und Schläuche
- Mikroprozessorsteuerung aller Einstellungen, Alarm- und Diagnosefunktionen
- 7" LCD Touch Display mit digitaler Anzeige der Innenraumtemperatur, CO<sub>2</sub>-Konzentration, Umgebungstemperatur und Eingangsspannung
- USB-Schnittstelle zum Auslesen sämtlicher Daten
- Alarmfunktionen für Über- Untertemperatur, falsche CO<sub>2</sub>-Konzentration, Wassermangel, Tür offen
- Alarm erfolgt optisch, akustisch sowie als Fernalarm über einen potentialfreien Kontakt
- Gerät ist stapelbar
- Heißluftsterilisation bei 180°C

## GARANTIE

2 Jahre Garantie (innerhalb Deutschlands)

## TECHNISCHE DATEN

Außenabmessungen: (BxTxH) 794 x 867 x 985mm

Innenabmessungen: (BxTxH) 570 x 610 x 745mm

Volumen: 258 Liter

CO<sub>2</sub>-Konzentration: 0 bis 20%

CO<sub>2</sub>-Genauigkeit: +/- 0,1%

Eingangsdruck: 0.8 bis 1.2 bar

CO<sub>2</sub>-Filter: <0.2µm

Temperaturgenauigkeit: +/- 0.3°C

Wasserwanne: Max. 3,6L / Min. 0,5L

Gewicht: 135 kg

Spannung: 220-240 V / 50 Hz

Energieverbrauch: 0,12 kW bei Sterilisation 1,6kW

---

## INNENAUSSTATTUNG

---

3 höhenverstellbare Edelstahl-Tablare

(BxT) 550 x 484mm

(max. Ausstattung 13 Edelstahl-Tablare)

---

## OPTIONALES ZUBEHÖR

---

- Weitere Innenausstattung gegen Aufpreis
- Edelstahl Tablare
- Hepa Filter
- RS 485 Schnittstelle
- Druckreduzierventil
- O<sub>2</sub> -Steuerung
- 8-fach unterteilte Innentür
- Rollenuntergestell