

Haier HRLM-110 A Standautoklave



Haier HRLM-110 A: Moderne Dampfsterilisation Ihrer Instrumente

- Höchste Sicherheit durch vielfältige Schutzmaßnahmen
- 4 Zoll LCD Display mit Tastensteuerung
- Hocheffizienter Wärmeaustausch für schnelle und effiziente Sterilisation
- Innovative Vacuum Kühlung und Drucktrocknung beschleunigen die Gesamtsterilisationszeit massiv
- Pneumatisches Druckschloss

TECHNISCHE DATEN

Außenabmessungen: (BxTxH) 640 x 640 x 1030 mm

Innenabmessungen: Φ 450 x 727 mm

Innenmaterial, Rostfreier Stahl

Temperaturbereich 105-136°C

Arbeitsdruck: 0,22 Mpa

Max. Geräuschpegel: <65 dB(A)

Gewicht: 130 kg

Leistung: 9000 W

Spannung 220-240 V / 50 Hz