

# Haier HRLM-80 A Standautoklave

Haier HRLM-80 A: Moderne Dampfsterilisation Ihrer Instrumente

- Höchste Sicherheit durch vielfältige Schutzmaßnahmen
- 4 Zoll LCD Display mit Tastensteuerung
- Hocheffizienter Wärmeaustausch für schnelle und effiziente Sterilisation
- Innovative Vacuum Kühlung und Drucktrocknung beschleunigen die Gesamtsterilisationszeit massiv
- Pneumatisches Druckschloss



## TECHNISCHE DATEN

Außenabmessungen: (BxTxH) 581x 706 x 1020 mm

Innenabmessungen:  $\Phi$ 386 x 695 mm

Innenmaterial, Rostfreier Stahl

Temperaturbereich 105-136°C

Arbeitsdruck: 0,22 Mpa

Max. Geräuschpegel: <65 dB(A)

Gewicht: 120 kg

Leistung: 4000 W

Spannung 220-240 V / 50 Hz