

Haier HRTM-18 Tischautoklave

Haier HRTM-18: Kompakte Dampfsterilisation Ihrer Instrumente

- Höchste Sicherheit durch vielfältige Schutzmaßnahmen
- 4 Zoll TFT Display mit Tastensteuerung
- Hocheffizienter Wärmeaustausch für schnelle und effiziente Sterilisation
- Innovative Vacuum Kühlung und Drucktrocknung beschleunigen die Gesamtsterilisationszeit massiv



TECHNISCHE DATEN

Außenabmessungen: (BxTxH) 490x 600 x 455 mm

Innenabmessungen: $\Phi 247 \times 350$ mm

Innenmaterial, Rostfreier Stahl

Temperaturbereich 105-138°C

Wassertank: 2,3L

Arbeitsdruck: 0,22 Mpa

Max. Geräuschpegel: <65 dB(A)

Gewicht: 47 kg

Leistung: 2800 W

Spannung 220-240 V / 50 Hz