

Haier HRTM-45 Tischautoklave

Haier HRTM-23: Kompakte Dampfsterilisation Ihrer Instrumente

- Höchste Sicherheit durch vielfältige Schutzmaßnahmen
- 7 Zoll Touch LCD Bildschirm
- Hocheffizienter Wärmeaustausch für schnelle und effiziente Sterilisation
- Innovative Vacuum Kühlung und Drucktrocknung beschleunigen die Gesamtsterilisationszeit massiv
- Erkennt automatisch die Wasserqualität



TECHNISCHE DATEN

Außenabmessungen: (BxTxH) 640x 840 x 575 mm

Innenabmessungen: $\Phi 316 \times 615$ mm

Innenmaterial, Rostfreier Stahl

Temperaturbereich 115-134°C

Wassertank: 8,5 L

Arbeitsdruck: 0,22 Mpa

Max. Geräuschpegel: <65 dB(A)

Gewicht: 120 kg

Leistung: 4800 W

Spannung 220-240 V / 50 Hz