

Haier LX-165T2-J High-Speed Tischzentrifuge

Haier LX-165T2-J: Eine kompakte High-Speed Tischzentrifuge



- Präzise Geschwindigkeitssteuerung sorgt für optimale Resultate
- Echtzeit Erkennung eines Ungleichgewichts, mit sofortigem Shut-Down-Schutz im Falle eines Ungleichgewichts
- Schnelle Probenverarbeitung bei maximalen Geschwindigkeiten von bis zu 16.500 rpm (25,872 x g)
- Bürstenloses Induktionsmotordesign, um eine wartungsarme Nutzung zu sichern und der Eliminierung von Kohlenstoffpartikel Emissionen
- Automatische Rotor Identifikation für maximale Anwendungssicherheit
- Intuitives Interface
- Über 99+ Programme mit alpha-numerischen Namen, um die Zeit zwischen den Schnellstarts zu verkürzen
- 2 Beschleunigungs- + 3 Entschleunigungsphasen
- Geschwindigkeits-, Zeit- und Krafteinstellungen können im laufenden Prozess geändert werden

TECHNISCHE DATEN

Außenabmessungen: (BxTxH) 270 x 375 x 252 mm

Maximum Kapazität: 12 x 5ml

Maximum Geschwindigkeit: 16.500

Maximale RCF: (xg) 25.872

Timer-Bereich: 1s bis zu 99h59m59s

Max. Geräuschpegel: <58 dB(A)

Gewicht: 18 kg

Leistung: 230 W

Spannung 220-240 V / 50 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Versiegelt oder mit Plastikabdeckung
- Verschiedene Größen zwischen 24 * 1,5 / 2ml bis zu 4 x 8 x 0,2 ml