

Haier LX-185T100-J High-Speed Tischzentrifuge

Haier LX-185T100-J: Eine kompakte High-Speed Tischzentrifuge



- Präzise Geschwindigkeitssteuerung sorgt für optimale Resultate
- Echtzeit Erkennung eines Ungleichgewichts, mit sofortigem Shut-Down-Schutz im Falle eines Ungleichgewichts
- Schnelle Probenverarbeitung bei maximalen Geschwindigkeiten von bis zu 18.500 rpm (30.130 x g)
- Bürstenloses Induktionsmotordesign, um eine wartungsarme Nutzung zu sichern und der Eliminierung von Kohlenstoffpartikel Emissionen
- Automatische Rotor Identifikation für maximale Anwendungssicherheit
- Intuitives Interface
- Über 99+ Programme mit alpha-numerischen Namen, um die Zeit zwischen den Schnellstarts zu verkürzen
- 2 Beschleunigungs- + 3 Entschleunigungsphasen
- Geschwindigkeits-, Zeit- und Krafteinstellungen können im laufenden Prozess geändert werden

TECHNISCHE DATEN

Außenabmessungen: (BxTxH) 440 x 600 x 346 mm

Maximum Kapazität: 6 x 100 ml

Maximum Geschwindigkeit: 18.500 rpm

Maximale RCF: (xg) 30.130

Timer-Bereich: 1s bis zu 99h59m59s

Max. Geräuschpegel: <63 dB(A)

Gewicht: 47 kg

Leistung: 500 W

Spannung 220-240 V / 50 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Versiegelt, Stahlring oder Swing-Out
- Verschiedene Größen zwischen 24 * 1,5 / 2ml bis zu 6 x 100 ml