

Haier LX-210L750R High-Speed gekühlte Standzentrifuge



Haier LX-210L750R: Eine gekühlte High-Speed Standzentrifuge mit Touchdisplay und kurzer Vorkühlzeit

- Kurze Vorkühlzeit von nur 10 Minuten, von Raumtemperatur auf 4°C
- Präzise Temperatur- und Geschwindigkeitssteuerung sorgen für optimale Resultate
- Optimiertes Sound Design für geringe Lärmemissionen (<60db(A))
- Echtzeit Erkennung eines Ungleichgewichts, mit sofortigem Shut-Down-Schutz im Falle eines Ungleichgewichts
- Schnelle Probenverarbeitung bei maximalen Geschwindigkeiten von bis zu 21.000 rpm (47.400 xg)
- Bürstenloses Induktionsmotordesign, um eine wartungsarme Nutzung zu sichern und der Eliminierung von Kohlenstoffpartikel Emissionen
- Automatische RFID Rotor Identifikation für maximale Anwendungssicherheit
- Intuitives und handschuhfreundliches 7 Zoll Touchdisplay
- Über 1000+ Programme mit alpha-numerischen Namen, um die Zeit zwischen den Schnellstarts zu verkürzen
- 11 Beschleunigungs- + 12 Entschleunigungsphasen
- Geschwindigkeits-, Zeit- und Krafteinstellungen können im laufenden Prozess geändert werden
- Zugriffskontrolle durch verschiedene User Logins mit Passwortschutz und unabhängigen Programmmöglichkeiten je nach Nutzer
- Quick-Lock-Rotorwechsel System

TECHNISCHE DATEN

Außenabmessungen: (BxTxH) 740 x 920 x 990 mm

Maximum Kapazität: 4 x 750 ml

Maximum Geschwindigkeit: 21.000

Maximale RCF: (xg) 47.400

Timer-Bereich: 1s bis zu 99h59m59s

Max. Geräuschpegel: <56 dB(A)

Gewicht: 375 kg

Leistung: 3400 W

Spannung 220 - 230 V / 50 Hz

Temperaturbereich -20°C bis +40°C

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Versiegelt oder Swing-Out Rotor
- Verschiedene Größen zwischen 4 x 56 x 1,5/2 ml bis zu 4 x 750 ml