

Haier LX-60T100-J Low-Speed Tischzentrifuge

Haier LX-60T100-J: Eine kompakte Low-Speed Tischzentrifuge



- Präzise Geschwindigkeitssteuerung sorgt für optimale Resultate
- Echtzeit Erkennung eines Ungleichgewichts, mit sofortigem Shut-Down-Schutz im Falle eines Ungleichgewichts
- Schnelle Probenverarbeitung bei maximalen Geschwindigkeiten von bis zu 6.000 rpm (4.749 x g)
- Bürstenloses Induktionsmotordesign, um eine wartungsarme Nutzung zu sichern und der Eliminierung von Kohlenstoffpartikel Emissionen
- Automatische Rotor Identifikation für maximale Anwendungssicherheit
- Intuitives Interface
- Über 99+ Programme mit alpha-numerischen Namen, um die Zeit zwischen den Schnellstarts zu verkürzen
- 9 Beschleunigungs- + 10 Entschleunigungsphasen
- Geschwindigkeits-, Zeit- und Krafteinstellungen können im laufenden Prozess geändert werden

TECHNISCHE DATEN

Außenabmessungen: (BxTxH) 340 x 447 x 281 mm

Maximum Kapazität: 6 x 100 ml

Maximum Geschwindigkeit: 6.000 rpm

Maximale RCF: (xg) 4.749

Timer-Bereich: 1s bis zu 99h59m59s

Max. Geräuschpegel: <56 dB(A)

Gewicht: 25 kg

Leistung: 175 W

Spannung 220-240 V / 50 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Stahlring oder Swing-Out
- Verschiedene Größen zwischen 36 x 10 ml bis zu 6 x 100 ml