

# Haier YDC-3000H Cryo-Transportwagen

Lagerung von bis zu 3000 Stück 2ml Cryo-Lagerungsröhrchen

- Nutzerfreundliches Design
- Hochwertiges Edelmetallausführung kombiniert mit effektiver Wärmedämmung
- 4 Rollen, 2 davon mit Feststellbremse
- 2-teiliger Deckel
- Die Gerätedeckel lassen sich einfach magnetisch an der Seitenwand anbringen, wenn das Gerät geöffnet wird
- Steuerung über LCD Touch Screen
- Echtzeitanzeige von Temperatur und Flüssigstickstoffvorrat
- USB-Schnittstelle für Datenexport
- 33 L Flüssigstickstoffvolumen



---

## TECHNISCHE DATEN

---

Außenabmessungen: (BxTxH) 1295 x 523 x 1095 mm

Innenabmessungen Lagerraum: (BxTxH) 900 x 335 x 163 mm

Leergewicht: 140 kg

Flüssigstickstoffkapazität: 33 L

Lagerkapazität: 65 Stück 5x5 Cryo-Boxen oder 50x 200ml Blutbeutel oder 3000x 2ml Cryo-Röhrchen