

Professionelle Labor Kühl-/u. Gefrierkombination mit sehr schnellen Erholzeiten und einer sehr gleichmäßigen Temperaturverteilung VFK24-500FW.2



ab 5.129 EUR zzgl. 19% MwSt.

249/261 Liter Labor- Kühl-Tiefkühlkombination:

- 4-Tasten-Steuerung
 - weiße Innenausstattung
 - Massivtür
 - LED Innenlicht
 - Min-/u. Maxtemperaturspeicher
-
- Natürliches Kältemittel R290 (F-Gas konform) mit einem sehr geringen Energieverbrauch
 - DIN 58345 konform im Kühlbereich (Voraussetzung DIN-Paket)
 - Türrahmenheizung (Gefrierteil)
 - Anzeige der Temperatur und der Gerätezustände
 - Antibakterielle Beschichtung (Innen-/Außenseite)
 - Optische und Akustische Alarmer für Temperaturabweichungen und andere Gerätezustände
 - Sehr homogene Temperaturverteilung durch geregeltes Umluftkühlsystem. Automatisches Abschalten bei öffnen der Fronttür
 - Automatische Abtaufunktion inkl. Tauwasserverdunstung
 - Leiselüfter für ein komfortables Arbeiten
 - Sicherheitsthermostat zum Schutz vor Minustemperaturen im Kühlbereich
 - Türgriff auf kompletter Türhöhe aus Aluminium
 - Potentialfreier Kontakt
 - Selbstschließende Tür
 - Kabeldurchführung

GARANTIE

EWALD Garantie System

Nutzen Sie unsere Garantien von bis zu 8 Jahren und unsere attraktiven Upgrade-Pakete.

TECHNISCHE DATEN

Außenabmessung B x T x H (mm): 720 x 740 x 2080

Innenabmessung B x T x H (mm): 600 x 580 x 700 (x2)

Füße: Rollen (Ø=30 mm)

Bruttovolumen: 249 + 261 Liter

Nettovolumen: 249 + 230 Liter

Lautstärke: 48 dB(A)

Einstellbereich: +2°C bis +15°C / -10°C bis -24°C

Stromverbrauch: 4,5 kWh/24 h

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50 Hz

Kältemittel: R290

INNENAUSSTATTUNG

Gegen Aufpreis erhältlich sind folgende Optionen:

- Gitterrost

- Aluminium Schublade mit/ohne Unterteilung