

# Professionelle Labor Kühl-/u. Gefrierkombination mit sehr schnellen Erholzeiten und einer sehr gleichmäßigen Temperaturverteilung VFK35-700FS.2



**7.210,00 EUR** zzgl. 19% MwSt.

288 Liter Kühlbereich, 305 Liter Gefrierbereich Labor- Kühl-Tiefkühlkombination:

- 4-Tasten-Steuerung
  - Innenraum aus Edelstahl 18/10 AISI 304
  - Massivtür
  - LED Innenlicht
  - Min-/u. Maxtemperaturspeicher
- 
- Natürliches Kältemittel R290 (F-Gas konform) mit einem sehr geringen Energieverbrauch
  - DIN 58345 konform im Kühlbereich (Voraussetzung DIN-Paket)
  - Türrahmenheizung (Gefrierteil)
  - Anzeige der Temperatur und der Gerätezustände
  - Antibakterielle Beschichtung (Außenseite)
  - Optische und Akustische Alarmer für Temperaturabweichungen und andere Gerätezustände
  - Sehr homogene Temperaturverteilung durch geregeltes Umluftkühlsystem. Automatisches Abschalten bei öffnen der Fronttür
  - Automatische Abtaufunktion
  - Leiselüfter für ein komfortables Arbeiten
  - Sicherheitsthermostat zum Schutz vor Minustemperaturen im Kühlbereich
  - Türgriff auf kompletter Türhöhe aus Aluminium
  - Potentialfreier Kontakt
  - Selbstschließende Tür
  - Kabeldurchführung

---

## GARANTIE

8 Jahre auf das komplette Gerät,  
inkl. sämtlicher Kosten (innerhalb Deutschlands)

---

## TECHNISCHE DATEN

Außenabmessung B x T x H (mm): 720 x 840 x 2020

Innenabmessung B x T x H (mm): 600 x 680 x 800 (x2)

Füße: Stellfüße (H=130 mm)

Bruttovolumen: 288 + 305 Liter

Nettovolumen: 260 + 230 Liter

Lautstärke: 55 dB(A)

Einstellbereich: +2°C bis +15°C / -20°C bis -35°C

Stromverbrauch: 7,0 kWh/24 h

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50 Hz

Kältemittel: R290

---

#### INNENAUSSTATTUNG

---

Gegen Aufpreis erhältlich sind folgende Optionen:

- Gitterrost

- Aluminium Schublade mit/ohne Unterteilung

- Drahtkorb Schublade

---

#### OPTIONALES ZUBEHÖR

---

• Anschlussmöglichkeiten: 4-20mA Signal