

# Professioneller Labor-/Pharmakühlschrank mit sehr schnellen Erholzeiten und einer sehr gleichmäßigen Temperaturverteilung VL06-140FW.2

ab 2.250,00 EUR zzgl. 19% MwSt.

153 Liter Pharmazeutischer Kühlschrank:



- 4-Tasten-Steuerung
  - weiße Innenausstattung
  - Massivtür
  - LED Innenlicht
  - Min-/u. Maxtemperaturspeicher
- 
- Natürliches Kältemittel R290 (F-Gas konform) mit einem sehr geringen Energieverbrauch
  - DIN 58345 konform (optional mit DIN-Paket)
  - DIN 13221 konform
  - Anzeige der Temperatur und der Gerätezustände
  - Abschließbar
  - Antibakterielle Beschichtung (Innen-/ Außenseite)
  - Optische und Akustische Alarmer für Temperaturabweichungen und andere Gerätezustände
  - Sehr homogene Temperaturverteilung durch geregeltes Umluftkühlsystem. Automatisches Abschalten bei öffnen der Fronttür
  - Automatische Abtaufunktion inkl. Tauwasserverdunstung
  - Leiselüfter für ein komfortables Arbeiten
  - Sicherheitsthermostat zum Schutz vor Minustemperaturen im Kühlbereich
  - Ergonomischer Türgriff
  - Potentialfreier Kontakt
  - Selbstschließende Tür
  - Kabeldurchführung

---

## GARANTIE

EWALD Garantie System

Nutzen Sie unsere Garantien von bis zu 8 Jahren und unsere attraktiven Upgrade-Pakete.

---

## TECHNISCHE DATEN

Außenabmessung B x T x H (mm): 520 x 630 x 835

Innenabmessung B x T x H (mm): 440 x 516 x 560

Füße: 15 mm

Bruttovolumen: 153 Liter

Nettovolumen: 128 Liter

Lautstärke: 38 dB(A)

Einstellbereich: 0°C bis +20°C

Stromverbrauch: 0,6 kWh/24 h

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50 Hz

Kältemittel: R290

---

#### INNENAUSSTATTUNG

---

Gegen Aufpreis erhältlich sind folgende Optionen:

- Gitterrost

- Aluminium Schublade mit/ohne Unterteilung

---

#### OPTIONALES ZUBEHÖR

---

• Internal ATEX conform