

# Professioneller Labor-/Pharmakühlschrank (voll Einbaufähig) mit sehr schnellen Erholzeiten und einer sehr gleichmäßiger Temperaturverteilung VL06-105FW.1

91 Liter Pharmazeutischer Kühlschrank (Einbaufähig):



- 4-Tasten-Steuerung
- weiße Innenausstattung
- Massivtür
- LED Innenlicht
- Min-/u. Maxtemperaturspeicher
- Natürliches Kältemittel R600a (F-Gas konform) mit einem sehr geringem Energieverbrauch
- DIN 58345 konform
- DIN 13221 konform
- Geeignet für freistehende Aufstellung als auch zum Volleinbau in eine Schrankwand. Passt in alle gängigen Einbaumasse
- Einstellbarer Temperaturbereich 0°C bis +20°C (Setpunkt auf 5°C voreingestellt)
- Abschließbare Fronttür. Bei Bedarf auch verblendbar
- Inklusive kompletter Innenausstattung (3 x Schubladen mit Unterteilern, 1 x Gitterrost)
- Optische und Akustische Alarme für Temperaturabweichungen und andere Gerätezustände
- Sehr homogene Temperaturverteilung durch geregeltes Umluftkühlsystem inkl. rückseitigem Luftleitsystem aus Edelstahl.
- Automatisches Abschalten bei öffnen der Fronttür
- Automatische Abtaufunktion inkl. Tauwasserverdunstung
- Leiselüfter für ein komfortables Arbeiten (Flüsterleise)
- Sicherheitsthermostat zum Schutz vor Minustemperaturen im Kühlbereich und bei Stromausfall durch einen Akku gesichert
- Ergonomischer Türgriff
- Potentialfreier Kontakt
- Kabeldurchführung

## GARANTIE

2 Jahre Garantie (innerhalb Deutschlands)

## TECHNISCHE DATEN

Außenabmessung B x T x H (mm): 540 x 536 x 815

Innenabmessung B x T x H (mm): 440 x 430 x 480

Füße: höhenverstellbare Füße

Bruttovolumen: 91 Liter

Nettovolumen: 85 Liter

Lautstärke: 35 dB(A)

Einstellbereich: 0°C bis +20°C

Stromverbrauch: 0,4 kWh/24 h

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50 Hz

Kältemittel: R600a

---

## INNENAUSSTATTUNG

---

Innenausstattung:

- 3 Schubladen (mit Unterteilern)

- 1 Gitterrost