

EWALD VM06-170TW

Professioneller labor-pharmazeutischer KÜhlschrank mit Umluftkühlung nach DIN58345



*Beispielinnenausstattung

- ECT-F TOUCH Controller. TFT Display
- Diagnose- und Dokumentationsfunktionen (Bis zu 10 Jahren Temperaturlaufzeichnung über mitgelieferte SD Speicherkarte)
- Anzeige der Temperatur auch per Temperaturgraph in Echtzeit
- Passwortgeschützte Elektronik inklusive elektronischem Schließsystem, getrennt für mehrere Nutzer
- Glastür mit Dreifach-Isolierglas in Antibeschlag-Ausführung
- DIN58345 konform
- Antibakterielle Innen- und Außenbeschichtung

- LED Innenlicht (dimmbar)
 - Tag-/und Nachtmodus - Stromsparmfunktion
 - Optische und Akustische Alarmer für Temperaturabweichungen und andere Gerätezustände inklusive automatischer Aufzeichnung
 - Sehr homogene Temperaturverteilung durch geregeltes Umluftkühlsystem. Automatisches Abschalten bei öffnen der Fronttür
 - Automatische Abtaufunktion inkl. Tauwasserverdunstung
 - Leiselüfter für ein komfortables Arbeiten
 - Sicherheitsthermostat zum Schutz vor Minustemperaturen im Kühlbereich
 - Türgriff auf kompletter Türhöhe aus Aluminium
 - Potentialfreier Kontakt
 - Anschlussmöglichkeiten: USB, SD-SIM, potentialfreier Kontakt, RS485
 - SD Karte im Lieferumfang
 - Anschlussmöglichkeiten (optional): 4-20mA Signal
 - Selbstschließende Tür
 - Kabeldurchführung
 - **8 Jahre Vollgarantie**
-
- Einstellbarer Temperaturbereich: +2°C bis +15°C
 - Innenausstattung optional frei wählbar
 - Kapazität: 179 Ltr. Nettovolumen
 - Außenabmessungen: (B x T x H) cm 60,0 x 65,5 x 128,5
 - Innenabmessungen: (B x T x H) cm 50,0 x 49,0 x 73,0
 - Farbe: Weiß, optional im Innenraum Edelstahl 18/10 AISI 304 (gegen Aufpreis)
 - Polyurethane Isolierung mit einer Stärke von 50/70 mm
 - Maximales Gewicht 30Kg / Ebene
 - Lautstärke 45db
 - Stromverbrauch 1,1 kW/24h
 - Spannung 220-240 V - 50 Hz





Zusätzlich optional: (bitte geben Sie Ihre Wunschkonfiguration an):

- Ausziehbare Schublade
- Gitterrost
- Volltürausführung
- Weiteres Zubehör auf Anfrage

Gerne bieten wir Ihnen durch unseren hauseigenen Laborfachservice auch folgende Dienstleitungen an:

- **IQ/OQ/PQ Service**
- **Wartungsverträge**
- **Medizinprodukteberatung**
- **Reinraumberatung**