

**EWALD VM06-250TW**

**Professioneller labor-pharmazeutischer Kühlschrank mit Umluftkühlung nach DIN58345**



\*Beispielinnenausstattung

- ECT-F TOUCH Controller. TFT Display
  - Diagnose- und Dokumentationsfunktionen (Bis zu 10 Jahren Temperaturlaufzeichnung über mitgelieferte SD Speicherkarte)
  - Anzeige der Temperatur auch per Temperaturgraph in Echtzeit
  - Passwortgeschützte Elektronik inklusive elektronischem Schließsystem, getrennt für mehrere Nutzer
  - Glastür mit Dreifach-Isolierglas in Antibeschlag-Ausführung
  - DIN58345 konform
  - Antibakterielle Innen- und Außenbeschichtung
- 
- LED Innenlicht (dimmbar)

- Tag-/und Nachtmodus - Stromsparfunktion
  - Optische und Akustische Alarmer für Temperaturabweichungen und andere Gerätezustände inklusive automatischer Aufzeichnung
  - Sehr homogene Temperaturverteilung durch geregeltes Umluftkühlsystem. Automatisches Abschalten bei öffnen der Fronttür
  - Automatische Abtaufunktion inkl. Tauwasserverdunstung
  - Leiselüfter für ein komfortables Arbeiten
  - Sicherheitsthermostat zum Schutz vor Minustemperaturen im Kühlbereich
  - Türgriff auf kompletter Türhöhe aus Aluminium
  - Potentialfreier Kontakt
  - Anschlussmöglichkeiten: USB, SD-SIM, potentialfreier Kontakt, RS485
  - SD Karte im Lieferumfang
  - Anschlussmöglichkeiten (optional): 4-20mA Signal
  - Selbstschließende Tür
  - Kabeldurchführung
  - **8 Jahre Vollgarantie**
- 
- Einstellbarer Temperaturbereich: +2°C bis +15°C
  - Innenausstattung optional frei wählbar
  - Kapazität: 264 Ltr. Nettovolumen
  - Außenabmessungen: (B x T x H) cm 60,0 x 65,5 x 163,5
  - Innenabmessungen: (B x T x H) cm 50,0x 49,0, x 107,5
  - Farbe: Weiß, optional im Innenraum Edelstahl 18/10 AISI 304 (gegen Aufpreis)
  - Polyurethane Isolierung mit einer Stärke von 50 / 70mm
  - Maximales Gewicht 30Kg / Ebene
  - Lautstärke 45db
  - Rollen (Durchmesser 20mm)
  - Stromverbrauch 1,7 kW/24h
  - Spannung 220-240 V - 50 Hz





**Zusätzlich optional:** (bitte geben Sie Ihre Wunschkonfiguration an):

- Ausziehbare Schublade
- Gitterrost
- Volltürausführung
- Weiteres Zubehör auf Anfrage

Gerne bieten wir Ihnen durch unseren hauseigenen Laborfachservice auch folgende Dienstleitungen an:

- **IQ/OQ/PQ Service**
- **Wartungsverträge**
- **Medizinprodukteberatung**
- **Reinraumberatung**