Laminar Flow Werkbank HCB-900V



Haier HCB-900V: Laminar Flow Werkbank mit vertikalem Luftstrom

- HEPA Filter H 13 (Abscheidegrad 99.9995% bei Partikelgröße Æ ³ 0,3 µm)
- Optisch-akustisches Alarmsystem
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Metall
- Edelstahl-Arbeitsplatte
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas
- Hydraulische Dämpfer an der Frontscheibe
- Leuchtstofflampe im vorderen Teil
- UV-Lampe
- 2 Steckdosen
- LCD Display
- Untergestell

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße B/H/T, mm: 970 x 1730 x 630
Innenmaße B/H/T, mm: 900 x 520 x 530
Gewicht: 115 kg
Luftreinheitsklasse im Arbeitsraum gemäß GMP: A
Luftreinheitsklasse im Arbeitsraum gemäß ISO 14644-1 : ISO 5
Klasse der eingebauten HEPA-Filtern nach DIN EN 1822-1: H 13
Luftgeschwindigkeit Downflow, m/s : 0,2-0,4
Lautstärke: 58dB (A)
Lichtintensität, Lux, mind.: 300